

Fiche de commande matériel sac urgences et défibrillateur

Intervention :

Nom :

	Quantité min	A Commander
Pochette Airways (grande jaune)		
Aspiration buccale E-VAC	1	
Lunette de protection Nestor	1	
Set de gants (5 paires) / Taille Large	1	
Set de gants (5 paires) / Taille XL	1	
Pochette Breathing (grande verte)		
Masque de poche Dahlhausen	1	
Oxygène à usage unique O-PUR, bouteille de 66 litre, débit 4L/Min avec un masque 60%	1	
Oxymètre de pouls SPO2	1	
Pochette Circulation (grande rouge)		
Bande de gaze élastique 4 m x 6 cm	3	
Compresse Medcomp® 10 x 10cm	6	
Garrot artériel Tourniquet C-A-T orange	1	
Mèches nasales Nexcare (saignement de nez)	1	
Pansement compressif WERO	1	
Sachet de réimplantation pour une main, 30x25cm	1	
Pochette Diagnostic (grande bleue)		
Lampe à pupille "Penlight"	1	
Tensiomètre Beurer BM 47	1	
Thermomètre "Tympanic"	1	
Pochette Exposure (petite jaune)		
Ciseaux à habits	1	
Couverture de sauvetage, de survie or/argent	1	
Gel de glucose d'énergie Wellion 40 g	1	
Sachet Hot Pack chauffant	1	
Sachet pour vomissement	1	
Pochette Fracture (petite verte)		
Attelle AEROresc® Easy Splint XL (plate)	1	
Compresse d'urgence (grande) 600 x 800 cm YPSISAVE	1	
Drap triangulaire en textile blanc	2	
Sachet Cold Pack refroidissant	1	
Pochette Circulation (petite rouge)		
Brucelles à échardes (9 cm)	1	
Ciseaux à pansement	1	
Compresse oculaire, 5 x 7 cm	2	
Dentosafe	1	
Désinfectant pour les mains Sterilium classic 100 ml	1	
Pansement filet tubulaire Weronet-®, taille 2/3	1	
Pansement rapide DermaPlast Sport Family assortiment 32 pces	1	
Pansement Snögg (couleur peau), 3 cm x 4,5 m	1	
Pochette Hot (petite bleue)		
Compresse hydrogel Vestasan 15 x 20 cm (brûlures)	1	
Diphotérine® Aérosol Mini 200ml	1	
Diphotérine® lav'oeil, bouteille (500 ml)	1	
Gel Vestasan pour brûlures thermiques (1 stick)	2	
Hydrogel compresse Burnshield 10 x 10 cm (brûlures)	2	
Rince oeil Afterwash® 200 ml	1	
Défibrillateur Lifeline View		
Electrodes Defibtech Lifeline View Adultes	1	

Remettre cette fiche au chargé de sécurité pour commande